

Fallbeispiel 1:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 70 in 3. Lakt.	Harnstoff:	210 mg / l
Milchmenge:	55 kg	Zellzahl:	130.000 / ml
Fett:	4,2 %	BHB:	0,12 mmol / l
Eiweiß:	3,4 %	Laktose:	4,8 %
FEQ:	1,24	Milchleitfähigkeit:	5.900 µS / cm

Fallbeispiel 2:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 8 in 2. Lakt.	Harnstoff:	170 mg / l
Milchmenge:	30 kg	Zellzahl:	150.000 / ml
Fett:	5,2 %	BHB:	0,25 mmol / l
Eiweiß:	3,0 %	Laktose:	4,6 %
FEQ:	1,73	Milchleitfähigkeit:	5.950 µS / cm

Fallbeispiel 3:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 80 in 3. Lakt.	Harnstoff:	210 mg / l
Milchmenge:	38 kg	Zellzahl:	140.000 / ml
Fett:	3,5 %	BHB:	0,12 mmol / l
Eiweiß:	3,3 %	Laktose:	4,6 %
FEQ:	1,06	Milchleitfähigkeit:	5.950 µS / cm

Fallbeispiel 4:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 20 in 2. Lakt.	Harnstoff:	180 mg / l
Milchmenge:	32 kg	Zellzahl:	120.000 / ml
Fett:	4,9 %	BHB:	0,18 mmol / l
Eiweiß:	3,1 %	Laktose:	4,5 %
FEQ:	1,58	Milchleitfähigkeit:	5.800 µS / cm

Fallbeispiel 5:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 50 in 2. Lakt.	Harnstoff:	130 mg / l
Milchmenge:	50 kg	Zellzahl:	90.000 / ml
Fett:	4,0 %	BHB:	0,13 mmol / l
Eiweiß:	3,1 %	Laktose:	4,4 %
FEQ:	1,29	Milchleitfähigkeit:	5.700 µS / cm

Fallbeispiel 6:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 3 in 4. Lakt.	Harnstoff:	160 mg / l
Milchmenge:	18 kg	Zellzahl:	160.000 / ml
Fett:	3,8 %	BHB:	0,17 mmol / l
Eiweiß:	2,9 %	Laktose:	4,4 %
FEQ:	1,31	Milchleitfähigkeit:	6.200 µS / cm

Fallbeispiel 7:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 60 in 7. Lakt.	Harnstoff:	290 mg / l
Milchmenge:	44 kg	Zellzahl:	90.000 / ml
Fett:	4,7 %	BHB:	0,20 mmol / l
Eiweiß:	3,3 %	Laktose:	4,5 %
FEQ:	1,42	Milchleitfähigkeit:	5.800 µS / cm

Fallbeispiel 8:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lakt. -Tag & -Nr.:	Tag 140 in 4. Lakt.	Harnstoff:	180 mg / l
Milchmenge:	39 kg	Zellzahl:	270.000 / ml
Fett:	4,0 %	BHB:	0,10 mmol / l
Eiweiß:	3,4 %	Laktose:	4,3 %
FEQ:	1,18	Milchleitfähigkeit:	6.400 µS / cm